

Nombre Comercial

Set de Infusión micro y macrogoteo



www.begut.co

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Equipo de infusión intravenosa de plástico grado médico, estéril y desechable que es utilizado para conducir una solución desde un contenedor hasta el paciente. Sus componentes actúan como un conjunto único: El dispositivo de perforación especial provee una punción más segura y sin partículas en cualquier tipo de contenedor (botella o bolsa); la cámara de goteo ubicada en la parte proximal con capacidad de dosificar 10 o 60 gotas en 1ml e impedir la entrada de cualquier burbuja al sistema; la transparencia de la manguera permite que sea visualizado el paso de la solución (líquidos, medicamentos, sangre o plasma) o el retorno venoso; con mecanismo regulador de flujo; dos puertos de administración de infusión paralela y un adaptador universal Luer Lock que se ensambla perfectamente con el sistema de venopunción.

INDICACIONES DE USO:

- Comprobar de la vigencia del producto.
- Abrir el empaque secundario separando por donde se indica.
- Asegurarse que el protector del punzón este en su lugar.
- Cerrar completamente el regulador de flujo.
- Insertar el dispositivo de perforación al contenedor de la solución.
- Una vez posicionado el contenedor, abrir el regulador de flujo y llenar la cámara hasta la mitad de su capacidad.
- Eliminar la totalidad del aire presente en el circuito, abriendo completamente el regulador de flujo y dejando que la solución colme la línea.

- Cerrar el regulador de flujo y posicionamiento del acople cónico en un lugar estéril.
- Proceder a hacer la venopunción.
- Conectar con firmeza el acople cónico a la boquilla Luer lock del dispositivo de venopunción.
- Comenzar la infusión manipulando el regulador de flujo hasta que obtenga el nivel deseado de infusión.
- Antes de desechar, desensamble el acople cónico del puerto de inyección recto para evitar su reuso.
- Desechar el insumo en el recipiente indicado.

ALMACENAMIENTO:

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.
- No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.

CONTRAINDICACIONES:

- Descartar después de usar.
- Mantener las condiciones de almacenamiento.
- No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.

Nombre Comercial

Set de Infusión micro y macrogoteo



www.begut.co

METODO DE DESECHO:

- Desechar como residuo peligroso hospitalario.
- La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en el decreto 2676 de 2000

Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Infusión de soluciones (líquidos, medicamentos, sangre o plasma) por vía intravenosa hacia el organismo.

Vida útil: 3 años

COMPONENTES:

Tapón de punta
Dispositivo de perforación
Núcleo de 10/60 gotas/ml
Cámara de goteo
Manguera de 180 cm
Regulador de flujo
Sitio Y
Puerto de alimentación
Conector Luer Lock
Tapón para el conector

PRESENTACIÓN:

- Bolsa x 25 und
- Sachet Macrogoteo 10 gotas (1 und)
- Sachet Microgoteo 60 gotas (1 und)



REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2021DM-0023916

RIESGO:IIA

SevenPharma S.A.S.
IMPORTACIONES

  [begut_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)