

# Nombre Comercial

## Esparadrapo Microporoso



[www.begut.co](http://www.begut.co)

### VENTAJA COMPETITIVA:

- Hipoalergénico adhesivo, fácil rasgado, color piel, para todo tipo de piel inclusive la más sensible, formado por soporte de fibras entrelazadas no tejidas.

### INDICACIONES DE USO:

- Empleado para fijar o sujetar vendaje y gasas sobre la piel.
- Lavar y desinfectar la herida.
- Secar bien la zona.
- Aplicar el esparadrapo presionando suavemente.
- Se recomienda cambiar el esparadrapo al menos una vez al día.

### PRECAUCIONES:

Requiere aplicación sobre la piel limpia y completamente seca para lograr buena adherencia.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Manténgase en lugar fresco y seco y mantener alejado de la luz directa del sol. Almacenar a temperaturas inferiores a 35°C y Humedad relativa menor a 85°C.

### PRESENTACIÓN:

- 1" x 3Y - Caja x 12 unidades
- 1" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 1/2" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 2" x 5Y - Caja x 6 unidades



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Hipoalergénico, adhesivo, tela no tejida color piel, permeable al aire y al agua.

Manufacturado bajo ISO 9001, 13485

Vida útil: 5 años.

### COMPONENTES:

Soporte: tela no tejida color piel

Adhesivo: a base de poliacrilato

REGISTRO SANITARIO:  
INVIMA 2020DM-0022308

RIESGO I

**SevenPharma** S.A.S.  
IMPORTACIONES

  [begut\\_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas líneas de producto