

# Nombre Comercial Esparadrapo Tela



[www.begut.co](http://www.begut.co)

## VENTAJA COMPETITIVA:

- Adhesivo blanco, fuerte adhesividad, fácil de cortar, transpiración de la piel, resistencia al agua, sin residuos de adhesivo.

## COMPONENTES:

- Soporte: Tela viscosa hidrófuga 100%
- Adhesivo: Caucho natural, óxido de zinc Color blanco.

## INDICACIONES DE USO:

- Ideal para uso en hospitales y clínicas
- Empleado para fijar o sujetar vendaje y gasas sobre la piel.
- Lavar y desinfectar la herida.
- Secar bien la zona.
- Aplicar el esparadrapo presionando suavemente.
- Se recomienda cambiar el esparadrapo al menos una vez al día.

## ADVERTENCIAS:

- Requiere aplicación sobre la piel limpia y completamente seca para lograr buena adherencia.
- Manténgase las siguientes condiciones de almacenamiento:
  - Temperatura: 20-25C
  - Humedad relativa permanente: Máximo 70%

## PRESENTACIÓN:

- 1/2" x 1Y - Caja x 24 unidades
- 1/2" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 1" x 1Y - Caja x 12 unidades
- 1" x 5Y - Caja x 12 unidades
- 2" x 5Y - Caja x 6 unidades
- 4" x 5Y - Caja x 6 unidades



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Esparadrapo de tela, con óxido de zinc y adhesivo de caucho natural.

Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA.  
Vida útil: 5 años

REGISTRO SANITARIO:  
INVIMA 2009DM-0020525

RIESGO: IIa

**SevenPharma** S.A.S  
IMPORTACIONES

  [begut\\_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)

Somos calidad en dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico para diversas líneas de producto